

FastClix 採血筆 + Accu-chek Guide 智航血糖機



安裝方法：
把蓋子轉至
您想要的號碼。
1 代表敏感薄皮膚
5 代表較厚皮膚
2-3-4 是兩者之間



1. 拉開筆蓋



2. 推入採血針匣
(每個採血針匣
有 6 支採血針)



3. 確保採血針匣
完全進入採血筆內



4. 放回筆蓋直至
聽見「喀」聲為止。
「6」支全新採血針
可供使用



5. 取出一根測試條



6. 確保金色那邊
對準血糖機



7. 插入測試條。
無需按下任何按鈕。



7. 把測試條完全推入。血糖機會自動啓動



8. 把採血筆筆尖觸碰手指側邊



9. 按下按鈕（如同按下原子筆一樣）刺進手指內



10. 擠壓手指（如果您需要較大血滴的話）



11. 把血液塗在測試條黃色那端任何一處



12. 得到測試結果後，拉出測試條即可關閉血糖機



13. 移往下一支採血針，方法是來回移動白色鍵



14. 採血針計算器會顯示少一個數目。當計算器顯示「1」時，需更換整個採血針匣

當使用了 6 支採血針後，應更換採血針匣：



移開蓋子



拉出採血針匣



把使用過的採血針匣
丟進利器箱內



其他重要提醒

- 每個採血針匣有 6 支採血針。
確保您在取出採血針匣前使用了
所有採血針
- 在檢測您的血糖前，用肥皂
和水清洗您的雙手
- 切勿與他人共用您的採血筆
- 血糖機螢幕上方的電池符號或
「E-9」錯誤訊息表示是該
換電池的時候
- 查看測試條瓶子上的到期日。
切勿使用過期的測試條

